



# Innocid™ HD-i 50 Händedesinfektion

Die hypoallergene Händedesinfektion.



- Wirksam innerhalb 15 sec
- Sehr hautfreundlich
- Frei von allergenem Potenzial
- Geprüft nach den hohen VAH Standards
- HD-i 50 ist bakterizid, fungizid<sup>1</sup>, tuberkulozid und viruzid<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>C.albicans <sup>2</sup>Behüllte Viren und Noroviren.

## Warum Sie Innocid™ HD-i 50 anwenden

Die Mehrheit der klinischen Infektionen wird über Handkontakte übertragen. Eine regelmäßige Desinfektion der Hände und Haut hilft Ihnen dabei, Krankheitserreger zu beseitigen, und ist für Sie daher auch eine wichtige Unterstützung bei der Durchführung Ihrer Hygienevorsorge. Mit seiner schnellen Wirksamkeit und dem breiten Wirkungsspektrum unterstützt Innocid™ HD-i 50 Händedesinfektion Sie dabei, ihre Hygienemaßnahmen sicher und effizient umzusetzen. Innocid™ HD-i 50 Händedesinfektion wirkt durch seine hypoallergene Rezeptur besonders schonend für regelmäßige Anwendungen bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion sowie weiteren Desinfektionsmaßnahmen.

## Wo Sie Innocid™ HD-i 50 anwenden

Innocid™ HD-i 50 Händedesinfektion ist besonders geeignet für eine regelmäßige Anwendung, z.B. für die hygienische oder chirurgische Händedesinfektion. Darüber hinaus eignet sich Innocid™ HD-i 50 auch für eine Hautdesinfektion vor Injektionen oder Punkturen sowie für Kältekompressen.

## Wie Sie Innocid™ HD-i 50 anwenden

### Hygienische Händedesinfektion

Reiben Sie Innocid™ HD-i 50 auf Ihre Hände. Feucht halten für die Dauer von 30 sec.

### Chirurgische Händedesinfektion

Reiben Sie Innocid™ HD-i 50 auf Ihre Hände und Unterarme. Feucht halten für die Dauer von 1 min.

### Desinfektion vor Injektionen / Punkturen

Reiben Sie Innocid™ HD-i 50 auf die betreffende Hautstelle. Feucht halten für die Dauer von 15 sec.

### Kältekompressen

Verwenden Sie Innocid™ HD-i 50 zu gleichen Teilen mit Wasser.

## Innocid™ HD-i 50 enthält

2-Propanol, Wasser.

## Die Einwirkzeiten von Innocid™ HD-i 50

Innocid™ HD-i 50 Hand Disinfection wirkt bakterizid, fungizid (C.albicans), tuberkulozid und viruzid (Behüllte Viren und Noroviren).

### Hygienische Händedesinfektion:

Bakterizid inkl. MRSA 30 sec  
Fungizid (C. albicans) 30 sec

### Chirurgische Händedesinfektion:

Bakterizid inkl. MRSA 1 min  
Fungizid (C. albicans) 1 min

**Viruzid** (Behüllte Viren<sup>1</sup> und Noroviren) 15 sec

**Tuberkulozid** (M. terrae) 30 sec

Getestet wurde nach folgenden Europäischen Standards: VAH/DGHM, EN 1500, EN 12791, prEN 12054, EN 1275, EN 14348, BGA (RKI) / DVV.

Die Gutachten zu den Testergebnissen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

## Innocid™ HD-i 50 ist erhältlich als

Ref.	Einzelprodukt	Menge
7000	30ml	Auf Anfrage
7006	75ml Clipflasche	Auf Anfrage
7007	150ml	Auf Anfrage
7003	250ml	88
7004	500ml (for VARIO)	45
7001	500ml	50
7005	1 liter	28
7002	5 liter	96

## Wir empfehlen Innocid™ HD-i 50 in Kombination

...mit VARIO Spendern – der vielseitigen Lösung für Ihre Hygiene Compliance, HDG-i 50 Händedesinfektionsgel, HW-i 70 Handwaschseife CARE, HDG-i 22 Handreinigungsgel CLEAN.

<sup>1</sup> Bestimmte Viren wie HBV, HCV, HDV, HIV, Influenza Typ A, B, C (Vogelgrippe), das Pockenvirus, das Herpes Simplex Virus, das Varicella Zoster Virus, das Humanherpes Virus, das Respiratorische-Synzytial-Virus, das humane T-Zellen Leukämie Virus und das FSME Virus sind als sogenannte behüllte Viren von einer schützenden Membran umhüllt. Alle Innocid™ Produkte schützen Sie gegen das gesamte Spektrum behüllter Viren.