



- Verhindert Belagsbildung
- Löst Verstopfungen
- Schaumarme und sichere Anwendung
- Entfernt wirksam Biofilme und Ablagerungen aus der Anlage

Warum Sie Innocid® SSC-ic 41 anwenden

Ihre Absauganlage ist ein komplexes System, auf das Sie sich täglich vollkommen verlassen müssen. Sie regelmäßig zu reinigen, nimmt einen wesentlichen Teil Ihrer Hygiene am Arbeitsplatz ein. Daher erwarten Sie von Ihrem Reinigungspräparat eine hohe Reinigungsleistung sowie eine ausgezeichnete Schutz- und Vorsorgewirkung für Ihre Absauganlage.

Wir entwickelten Innocid® SSC-ic 41 Absauganlagenreiniger als das perfekte Gegenstück zu Innocid® SS-ic 40 Absauganlagenendesinfektion. Innocid® SSC-ic 41 Absauganlagenreiniger entfernt und verhindert wirksam Biofilme und löst Verstopfungen und Ablagerungen schnell und nachhaltig wirksam auf. Zudem zeigt es eine hohe Materialverträglichkeit und eignet sich für Absauganlagen jeder Art einschließlich ihrer Abflussleitungen.

Wo Sie Innocid® SSC-ic 41 anwenden

Innocid® SSC-ic 41 Absauganlagenreiniger eignet sich zur Reinigung von Absauganlagen einschließlich ihrer Abflussleitungen.

Wie Sie Innocid® SSC-ic 41 anwenden

Bei regelmäßiger Anwendung empfehlen wir eine Anwendungskonzentration von 5% (= 50 ml / 1 L Wasser). Bei starken Verstopfungen, Problemfällen oder Grundreinigungen empfehlen wir eine Anwendungskonzentration von 10% (= 100 ml / 1 L Wasser).

1. Verdünnen Sie Innocid® SSC-ic 41 Absauganlagenreiniger auf die entsprechende Anwendungskonzentration.
2. Saugen Sie etwa 2 Liter der angemischten Lösung in Ihre Absauganlage.
3. Lassen Sie die Innocid® SSC-ic 41 Absauganlagenreiniger etwa 30 min (Regelfall) bzw. 1-2h (Problemfall) einwirken.
4. Spülen Sie Ihre Absauganlage mit 1 L Wasser durch, um etwa gelöste Verschmutzungen herauszuspülen.

Wir empfehlen Ihnen, die Absauganlage je nach Verschmutzungsgrad ein- bis zweimal pro Woche zu reinigen.

Chemische Daten von Innocid® SSC-ic 41

Enthält: Amphotere Tenside
 pH Wert: <2 (Konzentrat)
 Optik/Duft: transparente, gelbe Flüssigkeit / -



Innocid® SSC-ic 41 ist erhältlich als

REF	Einzelprodukt
95000	2,5 Liter
95001	5 Liter